

## EXT Fauteuil roulant Extreme (fauteuil roulant incliné)



Nom du client: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ # de commande: \_\_\_\_\_  
 Ville: \_\_\_\_\_ # de téléphone: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 # de compte: \_\_\_\_\_ Nom de l'autorisateur: \_\_\_\_\_



COULEUR DU CHÂSSIS		Prière de choisir une option	1
<input type="checkbox"/>	EXTB	CHÂSSIS DYNAMIQUE - NOIR	3899
<input type="checkbox"/>	EXTC	CHÂSSIS DYNAMIQUE - COULEUR :__	4299
POID DU CLIENT		Prière de choisir une option	2
<input type="checkbox"/>	EXTWA	Jusqu'à 250Lbs	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTWAMF	Au-delà de 250Lbs	730
<input type="checkbox"/>	EXTWAMG	Au-delà de 350Lbs	992
<input type="checkbox"/>	EXTWAMH	Au-delà de 400Lbs (limite de 600Lbs)	1110
LARGEUR DU SIÈGE		Prière de choisir une option	3
<input type="checkbox"/>	EXTSW16	Siège d'une largeur de 16"	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTSW17	Siège d'une largeur de 17"	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTSW18	Siège d'une largeur de 18"	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTSW19	Siège d'une largeur de 19"	399
<input type="checkbox"/>	EXTSW20	Siège d'une largeur de 20"	399
<input type="checkbox"/>	EXTSWC	Largeur sur mesure: _____	399
PROFONDEUR DU SIÈGE		Prière de choisir une option	4
<input type="checkbox"/>	EXTSD16	Siège d'une profondeur de 16"	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTSD17	Siège d'une profondeur de 17"	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTSD18	Siège d'une profondeur de 18"	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTSD19	Siège d'une profondeur de 19"	265
<input type="checkbox"/>	EXTSD20	Siège d'une profondeur de 20"	265
<input type="checkbox"/>	EXTSDC	Profondeur sur mesure: _____	265
FOOT REST AND FOOT PLATES		Prière de choisir une option	5
<input type="checkbox"/>	EXTF6A	Barre d'appui à 60 degrés <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTF7A	Barre d'appui à 70 degrés <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTF8A	Barre d'appui à 80 degrés <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTEA	Support à jambes surélevé <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	404
<input type="checkbox"/>	EXTAL	Support à jambes articulé <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	450
<input type="checkbox"/>	EXTEB	Support à jambes avec mécanisme ascendant	450
<input type="checkbox"/>	EXTPPL	Plastique	N/C
<input type="checkbox"/>	EXTPXL	Très Grand	150
<input type="checkbox"/>	EXTPAF	Surface à pieds avec angle ajustable	240
<input type="checkbox"/>	EXTFRCH	Surface à pieds rembourrée	88
<input type="checkbox"/>	EXT1FB	Planche à pieds – 1 pièce	80
<input type="checkbox"/>	EXTNLS	Sangles à jambes rembourrées en Nylon	60
<input type="checkbox"/>	EXTNLSL	Sangles à jambes en Nylon sur mesure, grandeur ( )	120
<input type="checkbox"/>	EXTCSL	Élingue à contracture	240
<input type="checkbox"/>	EXTOFST	Surfaces d'appuis-pied décalées	N/C

## CARACTÉRISTIQUES RÉGULIÈRES SANS FRAIS ADDITIONNELS

LARGEUR DU SIÈGE: 14" – 18"  
 PROFONDEUR DU SIÈGE (AJUSTABLE): 16" – 18"  
 HAUTEUR DU SIÈGE (AJUSTABLE): 12.25" – 18.25"  
 ANGLE DU SIÈGE: 0 – 30 [DÉGRÉS]  
 ANGLE ARRIÈRE (AJUSTABLE): 0, 5, 10, 15 [DÉGRÉS]  
 POIGNÉ À POUSETTE AJUSTABLE: 0 – 180 [DÉGRÉS]  
 POID LIMITE: 250 LBS  
 POID DE LA CHAISE: 60 LBS (APROXIMATIVEMENT)  
 INCLINAISON DYNAMIQUE AJUSTABLE DE 0 TO 25 (DEGRÉS)  
 ÉTAI DE VERROUILLAGE À GAZ BIDIRECTIONNEL  
 ÉCHAPPEMENT SIMPLE À DOUBLE CYLINDRE  
 BORDURE DE VERROUILLAGE RÉGULIÈRE

## CARACTÉRISTIQUES - SIÈGE AU SOL

## (RÉGLAGE BAS)

STF	ROUES	ROULETTES	EMBRANCHEMENT
<input type="checkbox"/>	SL 12.25"	20"	5" TG COURT
<input type="checkbox"/>	SL 13.00"	20"	5" TG COURT
<input type="checkbox"/>	LL 13.75"	20"	5" TG COURT
<input type="checkbox"/>	L 14.50"	20"	6" COURT
<input type="checkbox"/>	L 14.50"	22"	5" COURT
<input type="checkbox"/>	L14.50"	22"	6" COURT
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	20"	5" COURT/LONG
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	20"	6" COURT/LONG
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	22"	5" COURT/LONG
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	22"	6" COURT/LONG
<input type="checkbox"/>	SH 16.00"	22"	6" LONG

## RÉGLAGE RÉGULIER

<input type="checkbox"/>	MH 16.75"	22"	6" LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	22"	6" LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	22"	8" LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	22"	6" LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	24"	8" LONG
<input type="checkbox"/>	A 18.25"	24"	8" LONG

BACK TYPE		6	SIÈGES – ARRIÈRES		12			
			<i>Prière de choisir une option</i>					
<input type="checkbox"/>	EXTAB1	Angle ajustable arrière	N/C	L ( ) x H ( )				
Spécifiez la largeur	<input type="checkbox"/>	EXTENDO	Cannes à endomorphes L ( )	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTBK01	Arrière RELAX Gentle Fit	544
	<input type="checkbox"/>	EXTRBK	Trousse à inclinaison	560	<input type="checkbox"/>	EXTBK02	Arrière RELAX Full Fit	608
<b>APPUI-TÊTE</b>		<i>Prière de choisir une option</i>		<b>7</b>	<input type="checkbox"/>	EXTBK03	Arrière RELAX Snug Fit	700
<input type="checkbox"/>	EXTMAHFLAT	Coussinet complet multiaxes	460	<input type="checkbox"/>	EXTBK04	Arrière RELAX Form Fit sans butées latérales	820	
<input type="checkbox"/>	EXTMAHF	Coussinet complet multiaxes à grand coussin	460	<input type="checkbox"/>	EXTBK06	Arrière RELAX avec butées latérales adoucies	820	
<input type="checkbox"/>	EXTMAHHP	Multiaxes complet avec petit coussinet	460	<input type="checkbox"/>	EXTBK07	Arrière RELAX Form Fit avec butées latérales complètes	820	
<input type="checkbox"/>	EXTMAHFX	Multiaxes FLEX complexe complet large	525	<input type="checkbox"/>	EXTBK05	Arrière RELAX Form Fit avec butées latérales serrées	820	
(Tubes de 1/2")	<input type="checkbox"/>	EXTUPHT218	Support à assemblée vertical horizontal (1/2")	256	<input type="checkbox"/>	EXTBK10	Arrière RELAX Spiral Fit avec butées latérales adoucies	832
(Tubes de 3/4")	<input type="checkbox"/>	EXTUPHT217	Support à assemblée vertical horizontal (3/4")	256	<input type="checkbox"/>	EXTBK09	Arrière RELAX Spiral Fit avec butées latérales serrées	832
<b>APPUI-BRAS</b>		<i>Prière de choisir une option</i>		<b>8</b>	<input type="checkbox"/>	EXTBK11	Arrière RELAX Spiral Fit avec butées latérales complètes	832
(supprt 10"-14")	<input type="checkbox"/>	EXTTA	T-ARM, amovible, h. ajustable	240	<input type="checkbox"/>	EXTTAB	Arrière RELAX Tension jusqu'à 18"	140
(court 7"-11")	<input type="checkbox"/>	EXTTAS	T-ARM, amovible, h. ajustable	240	<input type="checkbox"/>	EXTTAB+	Arrière RELAX Tension au-delà de 18"	240
<input type="checkbox"/>	EXTGWAPS	Coussins à bras en cascade Gel	180	<input type="checkbox"/>	EXTBGL1	Revêtement Gel partiel (3 pièces)	348	
<input type="checkbox"/>	EXTUHA	Adaptateur de matériaux universel	100	<input type="checkbox"/>	EXTBGL2	Revêtement Gel complet (6 pièces)	696	
<b>ROUES ARRIÈRE</b>		<i>Prière de choisir une option</i>		<b>9</b>	<input type="checkbox"/>	EXTPEXT	Extension des épingles (extension de 1")	40
<input type="checkbox"/>	EXTRWTO	Bande de roulement pleine de 20"	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTBK12	*Largeur sur mesure : _____	176	
<input type="checkbox"/>	EXTRWT2	Bande de roulement pleine de 22"	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTBK13	*Hauteur sur mesure : _____	176	
<input type="checkbox"/>	EXTRWT4	Bande de roulement pleine de 24"	N/C	<b>*N.B.: Prière de vous référer au livret des sièges pour plus d'information au sujet des dimensions sur mesure.</b>				
(STF 13-19")	<input type="checkbox"/>	EXTRWT12	Pneus pleins de 12"	N/C	<b>SIÈGES – COUSSIN</b>		<i>Prière de choisir une option</i>	
<input type="checkbox"/>	EXTRWT16	Pneus pleins de 16"	N/C			<b>L ( ) x P ( )</b>		<b>13</b>
<input type="checkbox"/>	EXTRWA2	Pneus à air de 22"	120	<input type="checkbox"/>	EXTC01	Coussin RELAX Soft	480	
<input type="checkbox"/>	EXTRWA4	Pneus à air de 24"	120	<input type="checkbox"/>	EXTC02	Coussin RELAX Comfy	624	
<input type="checkbox"/>	EXTAQR	Essieux – Quick Release	120	<input type="checkbox"/>	EXTC03	Coussin RELAX Firm	784	
<input type="checkbox"/>	EXTHRT	Jantes à main à configuration serrée (1/2" en moins)	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTCGL1	Revêtement Gel partiel (1 pièce)	116	
<b>ROULETTES</b>		<i>Prière de choisir une option</i>		<b>10</b>	<input type="checkbox"/>	EXTCGL2	Revêtement Gel complet (2 pièces)	232
<input type="checkbox"/>	EXTFC1A	Roulettes de 5" X 1.25"	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTCCL	Espace pour jambes régulier entouré (rembourré)	180	
<input type="checkbox"/>	EXTFC1B	Roulettes de 6" X 1.25"	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTCCLC	Espace pour jambes sur mesure (rembourré)	320	
<input type="checkbox"/>	EXTFC1C	Roulettes de 8" X 1.25"	N/C	<b>*N.B.: Prière de vous référer au livre des sièges pour plus d'information au sujet des dimensions sur mesure.</b>				
<input type="checkbox"/>	EXTFC2A	Roulettes SOFT ROLL de 5" X 1.75"	80	<input type="checkbox"/>	EXTC00	Housse à coussin additionnelle	99	
<input type="checkbox"/>	EXTFC2B	Roulettes de 6" X 1.75"	80	<b>ACCESSOIRES</b>		<b>14</b>		
<input type="checkbox"/>	EXTFC2C	Roulettes de 8" X 1.75"	80	<input type="checkbox"/>	EXTSBA	Ceinture de sécurité en plastique (style ceinture de voiture)	26	
<input type="checkbox"/>	EXTFC4B	Roulettes de 6" X 2	80	<input type="checkbox"/>	EXTSBAP	Ceinture de sécurité en plastique (rembourré)	56	
<input type="checkbox"/>	EXTFC4C	Roulettes de 8" X 2	80	<input type="checkbox"/>	EXTSBA4P	Ceinture de sécurité en plastique (rembourrage à 4 points)	130	
<b>MÉCANISME DE BLOCAGE DE ROUES</b>		<i>Prière de choisir une option</i>		<b>11</b>	<input type="checkbox"/>	EXTTRA	Blocage de plateau entièrement rembourré	280
<input type="checkbox"/>	EXTALPH	Pousser-pour-barrer en aluminium	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTTRB	Glisse-Plateau entièrement rembourré	280	
<input type="checkbox"/>	EXTALPL	Tirer-pour-barrer en aluminium	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTTRC	Plateau complet (plastique) <input type="checkbox"/> Noir Black <input type="checkbox"/> Transparent	280	
<input type="checkbox"/>	EXTEXTH	Pousser-pour-barrer en acier	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTTRD	Plateau partiel rembourré gauche	240	
<input type="checkbox"/>	EXTEXTL	Tirer-pour-barrer en acier	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTTRE	Plateau partiel rembourré droit	240	
<input type="checkbox"/>	EXTBRXC	Extension à freins de 4"	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTTRF	Plateau partiel gauche transparent <input type="checkbox"/> Noir ABS <input type="checkbox"/> Transparent	240	
<input type="checkbox"/>	EXTBRXA	Extension à freins de 6"	N/C	<input type="checkbox"/>	EXTTRG	Plateau partiel droit transparent <input type="checkbox"/> Noir ABS <input type="checkbox"/> Transparent	240	
<input type="checkbox"/>	EXTBRXB	Extension à freins de 9"	130	<input type="checkbox"/>	EXTTDFB	Arrimages de transport frontal	85	
				<input type="checkbox"/>	EXTTDRB	Arrimages de transport arrière	85	
				<input type="checkbox"/>	EXTOXY	Étui pour bouteille d'oxygène	195	
				<input type="checkbox"/>	EXTIVA	Pôle I V ajustable	130	
				<input type="checkbox"/>	EXTCHPT-L	Bras gauche via le plateau	400	
				<input type="checkbox"/>	EXTCHPT-R	Bras droit via le plateau	400	
				<input type="checkbox"/>	EXTLATB	Boyau oral latéral	180	
				<input type="checkbox"/>	EXTADD8	Adducteur de 8"	164	
				<input type="checkbox"/>	EXTADD10	Adducteur de 10"	164	
				<input type="checkbox"/>	EXTADD12	Adducteur de 12"	164	