

GLY Fauteuil roulant Glyder (Fauteuil roulant manuel)



POWER PLUS MOBILITY

We will truly move you

Nom du client: _____
 Adresse: _____ # de commande: _____
 Ville: _____ # de téléphone: _____ Date: _____
 # de compte: _____ Nom de l'autorisateur: _____


COULEUR DU CHÂSSIS *Prière de choisir une option* **1**

- GLYS Châssis – Argenté 2390
 GLYB Châssis - Noir 2390
 GLYC Châssis - Couleur : _____ 1750

POID DU CLIENT *Prière de choisir une option* **2**

- GLYWA Jusqu'à 250lbs N/C
 GLYWAMF Au-delà de 250lbs 730
 GLYWAMG Au-delà de 350lbs 992
 GLYWAMH Au-delà de 400lbs (limite de 600lbs) 1110

LARGEUR DU SIÈGE *Prière de choisir une option* **3**

- GLYSW14 Largeur de 14" N/C
 GLYSW15 Largeur de 15" N/C
 GLYSW16 Largeur de 16" N/C
 GLYSW17 Largeur de 17" N/C
 GLYSW18 Largeur de 18" N/C
 GLYSW19 Largeur de 19" 399
 GLYSW20 Largeur de 20" 399
 GLYSWS Largeur sur mesure: _____ 399

PROFONDEUR DU SIÈGE *Prière de choisir une option* **4**

- GLYSD14 Profondeur du siège de 14" 350
 GLYSD15 Profondeur du siège de 15" 350
 GLYSD16 Profondeur du siège de 16" N/C
 GLYSD17 Profondeur du siège de 17" N/C
 GLYSD18 Profondeur du siège de 18" N/C
 GLYSD19 Profondeur du siège de 19" 265
 GLYSD20 Profondeur du siège de 20" 265
 GLYSDS Custom Seat Depth: _____ 265

HAUTEUR ARRIÈRE *Prière de choisir une option* **5**

- GLYBH15 Hauteur arrière de 15" N/C
 GLYBH16 Hauteur arrière de 16" N/C
 GLYBH17 Hauteur arrière de 17" N/C
 GLYBH18 Hauteur arrière de 18" N/C
 GLYBH19 Hauteur arrière de 19" N/C
 GLYBH20 Hauteur arrière de 20" N/C
 GLYBH21 Hauteur arrière de 21" 120
 GLYBHC Hauteur sur mesure : _____ 120

STYLE ARRIÈRE **6**

- GLYAB1 Angle arrière ajustable N/C

CARACTÉRISTIQUES

- CHÂSSIS EN ALUMINIUM LÉGER ET CROISILLONS
 HAUTEUR ARRIÈRE RÉGULIÈRE DE 18"
 ROUES ARRIÈRES MOULÉES EN NYLON DE 20", 22", OR 24"
 FOURCHES EXTRUDÉES EN ALUMINIUM
 JANTES À MAINS EN CHROME
 ROULETTES DE 5", 6", OU 8"
 MATÉRIEL EN NYLON NOIR
 CHÂSSIS POUDRÉ
 APPUIS-BRAS "FLIP BACK", HAUTEUR AJUSTABLE ET AMOVIBLE
 APPUI-PIEDS "SWING AWAY", AMOVIBLE AVEC BOUCLES À CHEVILLES
 ROULEMENT PRÉCIS
 SURFACE À PIEDS MOULÉS EN PLASTIQUE
 SIÈGES D'UNE LARGEUR DE 14" À 18"
 AXE VERTICAL/HORIZONTALE ARRIÈRE AJUSTABLE
 ROULETTES ANTI-BASCULE
 RALONGE À FREIN DE 6"
 CROISILLON DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES DU SIÈGE AU SOL
(RÉGLAGE BAS)

STF	ROUE	ROULETTE	EMBRANCHEMENT
<input type="checkbox"/> SL 12.25	20"	5"	TG COURT
<input type="checkbox"/> SL 13.00"	20"	5"	TG COURT
<input type="checkbox"/> LL 13.75"	20"	5"	TG COURT
<input type="checkbox"/> L 14.50"	20"	6"	COURT
<input type="checkbox"/> L 14.50"	22"	5"	COURT
<input type="checkbox"/> L14.50"	22"	6"	COURT
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	20"	5"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	20"	6"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	22"	5"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	22"	6"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> SH 16.00"	22"	6"	LONG

RÉGLAGE RÉGULIER

<input type="checkbox"/> MH 16.75"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	22"	8"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	24"	8"	LONG
<input type="checkbox"/> A 18.25"	24"	8"	LONG

SUPPORTS ET SURFACES À PIEDS <i>Prière de choisir une option</i>			7	SIÈGES – ARRIÈRES <i>Prière de choisir une option</i>			12	
<input type="checkbox"/>	GLYF6A	Barre d'appui à 60 degrés	N/C	L () x H ()				
<input type="checkbox"/>	GLYF7A	Barre d'appui à 70 degrés	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYBK01	Arrière RELAX Gentle Fit	544	
<input type="checkbox"/>	GLYF8A	Barre d'appui à 80 degrés	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYBK02	Arrière RELAX Full Fit Back	608	
<input type="checkbox"/>	GLYPPL	Plastique	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYBK03	Arrière RELAX Snug Fit	700	
<input type="checkbox"/>	GLYPXL	Très Grand	150	<input type="checkbox"/>	GLYBK04	Arrière RELAX Form Fit sans butées latérales	820	
<input type="checkbox"/>	GLYPAFE	Angle ajustable	240	<input type="checkbox"/>	GLYBK06	Arrière RELAX Form Fit butées latérales adoucies	820	
<input type="checkbox"/>	GLYEA	Support à jambes surélevé	404	<input type="checkbox"/>	GLYBK07	Arrière RELAX Form Fit butées latérales complètes	820	
<input type="checkbox"/>	GLYAL	Support à jambes articulé	450	<input type="checkbox"/>	GLYBK05	Arrière RELAX Form Fit butées latérales serrées	820	
<input type="checkbox"/>	GLY1FB	Planche à pieds – 1 pièce	80	<input type="checkbox"/>	GLYBK10	Arrière RELAX Spiral Fit butées latérales adoucies	832	
<input type="checkbox"/>	GLYNLS	Sangles à jambes rembourrées en Nylon	60	<input type="checkbox"/>	GLYBK09	Arrière RELAX Spiral Fit butées latérales serrées Back	832	
<input type="checkbox"/>	GLYCSL	Élingue à contracture	240	<input type="checkbox"/>	GLYBK11	Arrière RELAX Spiral Fit butées latérales complètes	832	
SUPPORT À BRAS <i>Prière de choisir une option</i>			8	<input type="checkbox"/>	GLYTAB	Arrière RELAX Tension jusqu'à 18"	140	
(rég. 10"-14")	<input type="checkbox"/>	GLYFA	Amovible, h. ajustable et fonction FLIP BACK	240	<input type="checkbox"/>	GLYTAB+	Arrière RELAX Tension au-delà de 18"	240
(rég. 10"-14")	<input type="checkbox"/>	GLYTA	T-ARM, amovible, h. ajustable	340	<input type="checkbox"/>	GLYBGL1	Revêtement Gel partiel (3 pièces)	348
(court 7"-11")	<input type="checkbox"/>	GLYFAS	Amovible, h. ajustable et fonction FLIP BACK	240	<input type="checkbox"/>	GLYBGL2	Revêtement Gel complet (6 pièces)	696
(court 7"-11")	<input type="checkbox"/>	GLYTAS	T-ARM, amovible, h. ajustable	340	<input type="checkbox"/>	GLYPGLY	Extension des épingles (extension de 1")	40
<input type="checkbox"/>	GLYGWAPS	Coussins à bras en cascade Gel	180	<input type="checkbox"/>	GLYBK12	*Largeur sur mesure : _____	176	
<input type="checkbox"/>	GLYBK13	*Hauteur sur mesure : _____					176	
ROUES ARRIÈRE <i>Prière de choisir une option</i>			9	SEATING - CUSHION <i>Prière de choisir une option</i>			13	
<input type="checkbox"/>	GLYRWT0	Bande de roulement pleine de 20"	N/C	L () x P ()				
<input type="checkbox"/>	GLYRWT2	Bande de roulement pleine de 22"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYC01	Coussin RELAX Soft	480	
<input type="checkbox"/>	GLYRWT4	Bande de roulement pleine de 24"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYC02	Coussin RELAX Comfy	624	
<input type="checkbox"/>	GLYRWS0	Bande de roulement à rayon de 20"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYC03	Coussin RELAX Firm	784	
<input type="checkbox"/>	GLYRWS2	Bande de roulement à rayon de 22"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYCGL1	Revêtement Gel partiel (1 pièce)	116	
<input type="checkbox"/>	GLYRWS4	Bande de roulement à rayon de 24"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYCGL2	Revêtement Gel complet (2 pièces)	232	
<input type="checkbox"/>	GLYRWA2	Pneus à air de 22"	120	<input type="checkbox"/>	GLYCCCL	Espace pour jambes régulier entouré (rembourré)	180	
<input type="checkbox"/>	GLYRWA4	Pneus à air de 24"	120	<input type="checkbox"/>	GLYCCLC	Espace pour jambes sur mesure (rembourré)	320	
<input type="checkbox"/>	GLYAQR	Essieux – QUICK RELEASE	120	* N.B.: Prière de vous référer au livre des sièges pour plus d'information au sujet des dimensions sur mesure.				
ROULETTES <i>Prière de choisir une option</i>			10	ACCESSOIRES			14	
<input type="checkbox"/>	GLYFC1A	Roulettes de 5" X 1.25"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYC00	Housse à coussin additionnelle	99	
<input type="checkbox"/>	GLYFC1B	Roulettes de 6" X 1.25"	N/C	* N.B.: Prière de vous référer au livre des sièges pour plus d'information au sujet des dimensions sur mesure.				
<input type="checkbox"/>	GLYFC1C	Roulettes de 8" X 1.25"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYSBA	Ceinture de sécurité en plastique (style ceinture de voiture)	26	
<input type="checkbox"/>	GLYFC2A	Roulettes SOFT ROLL de 5" X 1.75"	80	<input type="checkbox"/>	GLYSBAP	Ceinture de sécurité en plastique (rembourré)	56	
<input type="checkbox"/>	GLYFC2B	Roulettes de 6" X 1.75"	80	<input type="checkbox"/>	GLYSBA4P	Ceinture de sécurité en plastique (rembourrage à 4 points)	130	
<input type="checkbox"/>	GLYFC2C	Roulettes de 8" X 1.75"	80	<input type="checkbox"/>	GLYTRA	Blocage de plateau entièrement rembourré	280	
<input type="checkbox"/>	GLYFC4B	Roulettes de 6" X 2	80	<input type="checkbox"/>	GLYTRB	Glisse-Plateau entièrement rembourré	280	
<input type="checkbox"/>	GLYFC4C	Roulettes de 8" X 2	80	<input type="checkbox"/>	GLYTRC	Plateau en plastique transparent	280	
MÉCANISME DE BLOCAGE DE ROUES <i>Prière de choisir une option</i>			11	<input type="checkbox"/>	GLYTRD	Plateau partiellement rembourré gauche	240	
<input type="checkbox"/>	GLYALPH	Pousser-pour-barrer en aluminium	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYTRE	Plateau partiellement rembourré droit	240	
<input type="checkbox"/>	GLYALPL	Tirer-pour-barrer en aluminium	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYTRF	Plateau partiel gauche transparent	240	
<input type="checkbox"/>	GLYSTPH	Pousser-pour-barrer en acier	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYTRG	Plateau partiel droit transparent	240	
<input type="checkbox"/>	GLYSTPL	Tirer-pour-barrer en acier	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYTDFB	Arrimages de transport frontal	85	
<input type="checkbox"/>	GLYBRXC	Extension à freins de 4"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYTDDB	Arrimages de transport arrière	85	
<input type="checkbox"/>	GLYBRXA	Extension à freins de 6"	N/C	<input type="checkbox"/>	GLYOXY	Étui pour bouteille d'oxygène	195	
<input type="checkbox"/>	GLYBRXB	Extension à freins de 9"	130	<input type="checkbox"/>	GLYIVA	Pôle I V ajustable	130	
				<input type="checkbox"/>	GLYCHPT-L	Bras gauche via le plateau	400	
				<input type="checkbox"/>	GLYCHPT-R	Bras droit via le plateau	400	
				<input type="checkbox"/>	GLYADD8	Adducteur de 8"	164	
				<input type="checkbox"/>	GLYADD10	Adducteur de 10"	164	
				<input type="checkbox"/>	GLYADD12	Adducteur de 12"	164	