



Le coussin **Relax Soft** est moulé pour créer un confort appréciable avec une mousse à alvéoles ouvertes. La base est faite de polyuréthane ultra cell qui offre une fondation solide pour votre cousin. Ce coussin offre un support appréciable pour le pelvis et les cuisses.

COUCHES DU COUSSIN



Guide de référence

SÉRIE RELAX - COUSSIN SOFT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SESWM0050**

Largeur = 14 - 20"

No pièce: Voir plus bas

Profondeur = 14 - 20"

NO. PIÈCE

No. pièce: RS(W X L)



Remplir la Largeur (L) et la profondeur (P) pour le code.

Ex. Pour L = 15" et P = 17" le code serait RS1517

OPTIONS HOUSSE

No. de pièce	Description	Codes ADP
RS-COV	Housse Standard	SESND1050


Échelle de pression en in mm-Hg



Indice De Pression Relax Soft	
Durée	1 hr
Poids	125 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

Indice De Pression Relax Soft	
Durée	1 hr
Poids	200 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

* Frais additionnels



CARACTÉRISTIQUES

- Réduction de la pression pour utilisateurs
- Coussin léger: 2.3 lb
- Épouse les contours pour un bon positionnement
- Devant profilé pour un support adéquat à hanches
- Adducteur pour confort et positionnement des hanches
- Housse intérieure d'incontinence élastique
- Couverture d'incontinence élastique extérieure facile à laver
- Fermeture éclair étanche sur coussins standard

FERMETURE ÉCLAIR
ÉTANCHE



SPÉCIFICATIONS	SÉRIE RELAX - COUSSIN
ADP	SESWM0050
Poids du produit	2.3 lb (16 - 20")
Largeur	14-20"
Profondeur	14 -20"
Hauteur	2.5"
Limite de poids	250 lb