

HORIZON

NON-TILT COMMODE

STAINLESS STEEL



AADL CODE: G036 / G065

HORIZON Commode de Power Plus Mobility promet d'excellente qualité et fonctionnalité. Construit avec un matériau résistant et assurant un assemblage de haute qualité, le HORIZON est garanti pour satisfaire tous vos besoins dans une commode.

HORIZON 1

Toutes les fonctionnalités de Horizon sont les suivantes:

- Capacité de poids 250 lb
- Siège en uréthane facile à nettoyer 18 "x 18"
- Largeur d'assise par image 18 "
- Largeur hors tout 23 "
- Récepteur essieu arrière prêt
- Cadre en acier inoxydable - résistant à l'eau
- 20 "hauteur du dos
- Dossier en uréthane noir facile à nettoyer
- Couverture sanitaire moulée noire
- Retourner les bras
- Manchons en uréthane noir faciles à nettoyer
- Grand seau de 6 po x 10 po x 14 po
- Roulettes en nylon résistant à la rouille de 4 "X 5" (3 roulettes à blocage total et 1 roulette à blocage directionnel)
- Appui-tête étanche
- Repose-pieds à 70 °
- Poids de la chaise: ≈ 37 lb

OPTIONS DE CHARGE JUSQU'À

- Profondeur du siège de 14 "à 20"
- Profondeur d'assise de 21 "à 26"
- Largeur d'assise de 14 "à 17"
- Largeur d'assise de 23 "à 26"
- Hauteur du dos personnalisée
- Capacité de 750 à 1000 lb
- Retour de la tension
- Verrouiller les bras arrière
- Siège souple ovale fermé 18 "à 22"
- Siège souple trou de clé 18 "à 22"
- Repose-pieds 60 °
- Repose-pieds 80 °
- Repose-pieds à 90 °
- Repose-jambes élévateur (non étanche)
- Palettes repose-pieds à angle réglable (non étanches)
- Pied de lit une pièce
- Ceinture de sécurité (plastique)
- Roulettes réglables en hauteur
- Siège personnalisé à la hauteur du sol
- Sièges moelleux personnalisés
- Roues automotrices

Hauteurs de siège

- Roulettes de 24 po x roulettes de 5 po = hauteur du siège au plancher de 21 po

Option de roue: Roues automotrices

- Roues de 24 " / Roulettes de 5"

Garantie: 5 ans sur le cadre

- 1 an sur les composants



En savoir plus sur ce produit en scannant le code QR

HORIZON 2

Toutes les fonctionnalités de Horizon 1 Plus:

- Capacité de poids 350 lb
- Siège en uréthane facile à nettoyer 18 "x 18"
- Largeur d'assise par cadre 20 "
- Largeur hors tout 25 "
- Construction robuste
- Poids de la chaise: ≈ 39 lb

HORIZON 3

Toutes les fonctionnalités de Horizon 1 Plus:

- Capacité de poids 450 lb
- 21 "x 18" siège en uréthane facile à nettoyer
- Largeur d'assise par cadre 22 "
- Largeur hors tout 27 "
- Construction extra-lourde
- Poids de la chaise: ≈ 41 lb

