


MAGIC PLUS

FOLDING WHEELCHAIR



ADP CODE: WM0001062

Le MAGIC PLUS est une chaise pliante en aluminium léger à positionnement vertical multi-essieux. Cette chaise offre également l'un des sièges les plus bas du marché sur le plan de la hauteur.



Réglage vertical de l'essieu arrière
Allant de 12,5 "à 18,25"




Cannes dorsales à angle réglable 0 °,
5 °, 10 ° ou 15 °



Double croisillon



Bras à deux points



Bras réglable en hauteur



Swing In et Swing Out Front
Gréement

À PROPOS DE LA MAGIE PLUS

Le Magic Plus de Power Plus Mobility est l'un de nos plus récents fauteuils roulants manuels. Conçu avec une composition légère en aluminium, ce modèle accessible sera utile aux clients pour une utilisation quotidienne. Power Plus Mobility garantit des produits qui dépasseront votre attentes. Ajoutez un peu de magie à votre vie et à votre ordre aujourd'hui.

PERSONNALISER QUELQUE CHOSE

Les machines de pointe de Power Plus Mobility sont spécialisées dans la fabrication pièces personnalisées selon les spécifications du client, que ce soit un dessin ou un dessin échantillon. Les pièces que nous fabriquons peuvent être simples ou plus complexes et peuvent être fabriqués en petites ou grandes quantités. Contactez votre revendeur local représentant avec vos spécifications

MAGIC PLUS



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Cadre en aluminium léger et croisillons
- Position sur plusieurs essieux - verticale
- Roues arrière moulées en uréthane 20", 22" ou 24"
- Nouvelles roues arrière à rayons légers de 20", 22" ou 24"
- Fourches en aluminium extrudé
- Jantes Chrome
- Roulettes de 5", 6" ou 8"
- Rembourrage Nylon Noir
- Cadre enduit de poudre
- Hauteur du bras en T ajustable / amovible
- Nouveaux bras rabattables (permettant l'ajustement du dossier)
- Repose-pieds pivotant amovible avec boucles au talon
- Roulements de précision
- Platines en plastique moulé
- Largeur de siège 14" à 20"
- Protecteurs de bras rembourrés noirs
- Rouleaux anti-renversement
- Extensions de freins de 6"
- Largeur hors tout du fauteuil roulant: 27" (largeur de siège dépliée de 18")
18" (18" largeur du siège plié)

CARACTÉRISTIQUES	MAGIC PLUS
LARGEUR DU SIÈGE:	14" TO 20"
PROFONDEUR DU SIÈGE:	14" TO 24"
HAUTEUR DU SIÈGE (RÉGLABLE):	12.5" TO 18.25"
ROUE ARRIÈRE:	20", 22" OR 24" COMPOSITE URETHANE
TAILLE DE LA ROUE:	5", 6" OR 8" URETHANE
RETOUR STYLE:	19" TO 22" LOW, 22" TO 25" GARNISSAGE RAPIDE AU DOS
GRÉEMENT AVANT:	SWING AWAY, DUAL SWING AWAY OU LEGRESTS ÉLÉVATEURS
ANGLE DU DOS (RÉGLABLE):	0°, 5°, 10° OU 15°
GAMME DE HAUTEUR DE DOS:	15" TO 24"
CAPACITÉ DE POIDS:	250 LB (JUSQU'À 600 LB AVEC FORFAIT HD)
POIDS DE LA PRÉSIDENCE:	31 lbs.

MAGIC PLUS
FOLDING WHEELCHAIR



En savoir plus sur ce produit en
scannant le code QR