

MP5

POWER WHEELCHAIR



ADP CODE: WPA3WM005

Le fauteuil roulant électrique MP5 fournit puissance et maniabilité partout où il est utilisé. Idéal pour ceux qui ont besoin d'un fauteuil roulant, il offre un transport rapide, facile et sûr.




Joystick à entraînement unique PNG




Arrière réglable
Suspension



Disjoncteur embarqué



***Leviers neutres à
Manœuvrer manuellement
Fauteuil électrique***



**Hauteur et profondeur
Ensemble de siège réglable**



Pied standard rabattable

À PROPOS DE MP5

Le fauteuil roulant MP5 en fauteuil roulant électrique offre puissance et maniabilité partout où il est utilisé. Il est idéal pour ceux qui ont besoin d'un fauteuil roulant qui assure un transport rapide, facile et sûr.

PERSONNALISER QUELQUE CHOSE

Les machines de pointe de Power Plus Mobility sont spécialisées dans la fabrication pièces personnalisées selon les spécifications du client, que ce soit un dessin ou un dessin. échantillon. Les pièces que nous fabriquons peuvent être simples ou plus complexes et peuvent être fabriqués en petites ou grandes quantités. Contactez votre revendeur local représentant avec vos spécifications

MP5

 **POWER PLUS MOBILITY**
OUR PRODUCTS WILL MOVE YOU

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Conception agile et polyvalente de la demi-roue
- Système actif anti-basculement et suspension
- Rayon de braquage serré de 24"
- Capacité de charge de 350 lb
- Contrôleur VSI P & G entièrement programmable
- Pied standard rabattable
- Hauteur ajustable compacte
- Siège capitaine ergonomique
- Rehab Frame également disponible
- Bras en arrière

CARACTÉRISTIQUES	MP5
LONGUEUR TOTALE:	42"
LARGEUR GLOBALE:	25"
CAPACITÉ DE POIDS:	350 lbs.
SIÈGES:	SIÈGE DE CAPITAINE 18" / 20". CADRE REHAB 14" À 26"
SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE:	12V 50A x 2 PCS
TYPE DE CONTRÔLEUR:	P & G PLEIN PROGRAMMABLE
TYPE DE CHARGEUR:	5 AMP, OFF BOARD 120/240 VOLT
VITESSE MAXIMALE:	8 km / h OU 5 MPH
POIDS AVEC PILE:	215 lbs.
POIDS SANS BATTERIE:	150 lbs.
ROUE DRIVE:	SEMI PNEUMATIQUE 12" x 4"
ROUE AVANT:	SEMI PNEUMATIQUE 8" x 2"
GAMME DE PILES:	35 km (22 mi)
TYPE DE MOTEUR:	4600 RPM 450W 32:1
SUSPENSION:	ROUE ARRIERE
RAYON TOURNANT:	24"

MP5
POWER WHEELCHAIR



En savoir plus sur ce produit en scannant le code QR